


低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器

フットサポート FOOT SUPPORT NL-93J

健康は足裏から始めましょう。

低周波治療器 + エアーマッサージ + バイブレーション

新機能 足裏治療とパット(ベルト)を同時に使用可能



マッサージ効果

肩のこりを
和らげる

痺痺した
筋肉の
萎縮の予防

FOOT SUPPORT EV

実用新案登録番号 登録第3176982号

低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器

低周波治療器



エアーマッサージ



バイブレーション



NL-93J

新機能 足裏治療とパット(ベルト)を同時に使用可能

ご家庭で気軽にできる低周波健康法

足裏を低周波電子パワーが刺激。
更にふくらはぎにも効果的!!

足裏の反射ゾーンに電気刺激（電気マッサージ）を与えることで、筋肉のコリを和らげ、血行促進・疲労回復などが図れます。

また、足裏を電気刺激することで、下半身の血液を心臓に戻すポンプの働きがある”ふくらはぎ”の筋肉も刺激されます。



電子療法とは?

効能・効果

人の身体の筋肉は、筋電気という電気的な働きを持っています。これは、微弱低周波電流です。

電子療法とは、この人体の電気的な機能を利用した治療法のひとつで、身体の異常により生じた体内電流の乱れを電子的に刺激することにより、筋肉のコリを和らげたり、血行を良くしたり、疲労回復などを図る治療法です。

マッサージ効果

肩のこりを
和らげる

痺痺した
筋肉の
萎縮の予防

低周波と電気マッサージを組合わせた家庭用医療機器

3つの機能・3つの快感

低周波&電気マッサージとしてあんま・マッサージの代用。

1 足裏電気治療法

足裏を電子刺激しながら、
血行促進、疲労回復を図ります。



2 ほかほか機能

足裏電極部に内蔵されたヒーターを作動させ、
足裏を心地よく温めます。

3 低周波パット機能

低周波パットで肩・腰・首・
脚などお疲れの箇所を
マッサージ。
足裏以外のお疲れゾーンもこれ1台でカバーし
ます。



《健康は足裏から》ご家族の健康を

これ
一台に

見やすい
使いやすい 多彩な

3つの機能がひとつに集約。

本体



リモコン

おまかせ機能



ボタンひとつでカンタン操作!!

電源ボタン、おまかせボタン、+・-ボタンを押すだけの簡単操作。

低周波治療器 + エアーマッサージ + バイブレーション

3つの施療が一緒にできます。+ 足裏治療とパット(ベルト)も同時に使用可能

電源
ON

おまかせ機能
ON



低周波

エアーマッサージ
+
バイブレーション

繰り返し



●低周波パット収納部
本体の収納スペースに入れておけます。

フットサポートの特徴

- ①低周波足裏治療 ②低周波パット機能 ③エアーマッサージ機能 ④バイブレーション機能
- ⑤加温機能 ⑥らくらくリモコン ⑦安全設計 ソフトスタート/自動タイマー ⑧簡単操作 (おまかせ機能)

フットサポートEVで始めましょう!!

機能を充実装備!!

本体

1 モニター表示部

機器作動時の治療の内容を示します。

2 リモコン受光部

3 加温ヒーター部

加温機能を作動させると点灯します。

4 リモコン収納部

5 低周波パットジャック

低周波パット治療を行うときにプラグを差し込みます。

6 低周波パットランプ

低周波パットのプラグを差し込むと点灯します。

7 おまかせボタン

おまかせ機能を使うときに押します。

8 電源ボタン

本体に電源が入ります。

9 ACアダプタージャック

機器を使うときにACアダプタを接続します。

10 エアーマッサージ作動部

エアーマッサージを作動させると上下に動きます。

11 バイブレーター作動部

バイブレーターを作動させると振動します。

12 足裏電極部

低周波を足裏へ伝えます。



1 低周波(足裏)強さ表示

低周波治療の強さを表示します。(1~10)

2 バイブレーション動作表示

バイブレーション施療時に点灯します。

3 バイブレーター強さ表示

バイブレーション治療の強さを表示します。(3段階)

4 加温表示

加温機能作動時に点灯します。

5 おまかせ機能表示

おまかせ機能作動時に点灯します。

6 タイマー表示

7 低周波(パット)強さ表示

低周波治療の強さを表示します。(1~10)

8 エアーマッサージ動作表示

エアーマッサージ施療時に点灯します。

9 エアーマッサージ強さ表示

エアーマッサージ治療の強さを表示します。(3段階)

10 低周波作動表示



低周波治療器 + エアーマッサージ + バイブレーション 3つの機能で足から健康に!!

新機能 足裏治療とパット(ベルト)を同時に使用可能

本体



標準価格 429,840円 (税込)
※税率8%
(本体価格 398,000円)

(収納袋付)

付属品

- ACアダプタ.....1個
- リモコン.....1個
- 低周波パットセット.....2組
- リモコン用乾電池・単4形2個
- 低周波パットケーブル.....1本
- 本体収納袋.....1個
- 低周波パット収納板.....1個
- ACアダプタ収納袋.....1個



オプション



● オプションベルトセット
41,040円 (税込)
※税率8%
(本体価格 38,000円)

専用ケース



41,040円
(税込)※税率8%
(本体価格 38,000円)

オプションベルトセット(別売品)

- 本体との併用で、更に全身のマッサージ効果を高めます。
- ・レッグベルト×2本
 - ・ウエストベルト×1本
 - ・オプションベルトケーブル(1本)
 - ・オプションベルト収納ポーチ



⚠ 安全に関するご注意

- ご使用前に必ず、「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- ペースメーカー等の体内埋入型医用電子機器との併用は、誤作動をまぬく恐れがありますので使用しないでください。
- 医師の治療を受けている方や次の人は医師と相談の上、ご使用下さい。

心臓に重度の疾患がある方。悪性腫瘍のある方。高熱のある方。生理・妊娠・産後の腹部。皮膚に異常のある方。急性疾患の方。感染症疾患のかた。切り傷・皮膚知覚障害または皮膚に異常を感じている方。その他疾病など医師の治療を受けているときや特に身体に異常を感じるときなど。

低周波・電気マッサージ組合せ家庭用医療機器 フットサポートEV			
MODEL	NL-93J	電気マッサージ	
医療機器認証番号	226AKBZX00078000	低周波	100V
定格電圧	100V	電気マッサージ	100V
定格周波数	50／60Hz		50／60Hz
定格消費電力	15.0W		23.0W
消費電力	3.0W		11.0W
電熱消費電力	12.0W		
コードの長さ	1.8m		
寸法	高さ198mm、幅360mm、奥行き397mm		
製品重量	3.7kg		
タイマー	30分(内蔵)		

総販売元・お問い合わせ

- ◆弊社の許可なくこのチラシの内容の全て又は一部をいかなる手段においても複製・転載・複写等することを固く禁じます。
- ◆本カタログに掲載の写真は印刷のため若干色調が異なる場合があります。
- ◆製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。
- ◆カタログの詳細については、販売店または当社にお尋ね下さい。
- ◆製造物責任保険付

No/FURUSU
ノイフルス

医療機器製造販売業 22B2X10003
医療機器製造業 22BZ200080
製造販売元 株式会社 ノイフルス
〒422-8044 静岡県静岡市駿河区西脇913

<http://www.noifurusu.co.jp>