

実用新案登録済

指圧代用器具

らくらく君

RAKU RAKU-kun

NS-92

腰を
らくらくに、快適で
らくらかな毎日。





指圧代用器具

効能・効果

- あんま・指圧の代用
- 健康によい
- 血行をよくする
- 筋肉の疲れをとる
- 筋肉のこりをほぐす

腰をらくらくに、快適でらくな毎日を。




ゲルマニウム粒



ゲルマニウム粒の先が尖っているため指圧の代用となります。

トルマリン鉱石




トルマリン鉱石の丸い粒が、指圧の代用となります。

トルマリンプリント



多目的ポケット



ここがPOINT

- 指圧代替器具の突起部に、ゲルマニウム粒8個・トルマリン鉱石8個を使用しています。
- 血行をよくして、筋肉の疲れをとり、筋肉のこりをほぐします。
- 突起部が腰を刺激するのに望ましい位置に配置されています。
- 伸縮性に富む素材で、ズレたり、ムレたりしません。
- 補助ベルトが、腰をしっかりサポートします。
- 2箇所に多目的ポケットを用意しました。



らくらく君 装着方法



①補助ベルトを本体から剥がして、パット側を背中に合わせしっかりと腰に当てます。



②正面で左右のベルトを合わせて、ベルトの位置を確認します。



③腰をしっかりガードできたら、ゆるまないようにマジックテープで止めます。



④補助ベルトを後方から身体の正面に持ってきます。



⑤補助ベルトのマジックテープを正面で合わせることで、ベルトをより固定できます。



⑥自然な動きでもゆるまなければOK。装着したままいつも通りにお過ごし下さい。



実用新案登録済 **指圧代用器具**



■らくらく君仕様

⚠ 安全に関するご注意

無理な締め付けは、避けて下さい。
 極端にサイズが合わない場合は、
 使用を中止して下さい。うっ血、
 体調不良を招くおそれがあります。

取扱い上の注意

洗濯の際は、ドライクリーニングで
 行い、洗濯機での洗濯はやめて
 下さい。場合によって色落ちする
 事がございます。

効能効果	○あんま・指圧の代用 ○健康によい ○血行をよくする ○筋肉の疲れをとる ○筋肉のこりをほぐす。
ゲルマニウム粒	直径/7.00mm 高さ/2.70mm 純度/99.99% 数量/8個
トルマリン鉱石	直径/4.00mm 高さ/4.00mm 数量/8個
ベルト材質	表 地：ナイロン100% 裏 地：ナイロン90% ポリウレタン10% 平 ゴム：ポリエステル65% レーヨン35% ツボ台座部：ABS100%
ベルトサイズ	Lサイズ 110cm (適応サイズ:90~120cm) Mサイズ 100cm (適応サイズ:80~110cm) Sサイズ 90cm (適応サイズ:60~100cm)
製造国	日本
標準小売価格(税込)	84,000円 (本体価格:80,000円)

- 製品の仕様・デザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- 撮影、印刷物条件によりカタログに記載している製品の色調が
実物と異なることがあります。
- このカタログの記載内容は2010年1月現在のものです。
- カタログに掲載の文章や写真を無断で転用することは禁じます。

■お問い合わせ